

旭月（北京）科技有限公司

联系人：郭巍玮

电话：010-82622628；18501056730

Email: weiwei@xuyue.net

地址：北京市海淀区苏州街49-3号盈智大厦601



**详细报价单及配置参数，请联系厂家或当地经销商获取！**

**报价：**国产系统为人民币含税价，进口系统为免税价。90天内有效

**耗材：**含安装调试、培训所用耗材。实验耗材请登录xuyue.net选购，可以随NMT设备一同上报

**货期：**厂家收到全部货款后90日内

**保修期：**自验收合格之日起1年

方案	名称	型号	品牌/产地	功能简述	指导成交价
1	非损伤微测基础教学系统	TNMT20-XY	旭月/中国	1. 检测指标： <b>1种</b> ，H+（可调换） 2. 检测样品尺寸： <b>300um</b> -10cm 3. 操作方式： <b>一维</b> 自动 4. 数据：1D流速 5. 精度： <b>10<sup>-9</sup></b>	50万元
		TNMT20-YG	YOUNGER/美国	6. 检测方式： <b>单</b> 传感器检测 7. 传感器制备： <b>教学演示版</b> 8. 防震屏蔽： <b>无</b> 9. 流速云在线自动数据绘图： <b>无</b> 10. 检测指标及功能升级拓展模块： <b>无</b>	14万美金
2	非损伤微测系统	NMT-LP20-XY	旭月/中国	1. 检测指标： <b>3种</b> ，Ca2+、H+、K+（可调换） 2. 检测样品尺寸： <b>5um</b> -10cm 3. 操作方式： <b>三维</b> 自动 4. 数据：1D/3D，浓度和流速 5. 精度： <b>10<sup>-12</sup></b>	98万元
		NMT-LP20-YG	YOUNGER/美国	6. 检测方式： <b>单</b> 传感器检测 7. 传感器制备： <b>手动，可视化，智能银丝氯化</b> 8. 防震屏蔽： <b>台式</b> 9. 流速云在线自动数据绘图： <b>赠送一年会员</b> 10. 检测指标及功能升级拓展模块： <b>有</b>	28万美金

3	非损伤微测系统	NMT-LP30-XY	旭月/中国	1. 检测指标: <b>5种</b> , H <sup>+</sup> 、K <sup>+</sup> 、Na <sup>+</sup> 、NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (可调换) 2. 检测样品尺寸: <b>5um</b> -10cm 3. 操作方式: <b>三维</b> 自动 4. 数据: 1D/3D, 浓度和流速 5. 精度: <b>10<sup>-12</sup></b> 6. 检测方式: <b>单</b> 传感器检测 7. 传感器制备: <b>自动灌注, 可视化, 智能银丝氯化</b> 8. 防震屏蔽: <b>台式</b> 9. 流速云在线数据自动绘图: 赠送 <b>一年</b> 会员 10. 检测指标及功能升级拓展模块: <b>有</b>	148万元
		NMT-LP30-YG	YOUNGER/美国		42万美元
4	非损伤微测系统	NMT-LP50-XY	旭月/中国	1. 检测指标: <b>7种</b> , H <sup>+</sup> 、K <sup>+</sup> 、Na <sup>+</sup> 、Cd <sub>2</sub> <sup>+</sup> 、Pb <sub>2</sub> <sup>+</sup> 、Cu <sub>2</sub> <sup>+</sup> 、Cl <sup>-</sup> 2. 检测样品尺寸: <b>5um</b> -10cm 3. 操作方式: <b>三维</b> 自动 4. 数据: 1D/3D, 浓度和流速 5. 精度: <b>10<sup>-12</sup></b> 6. 检测方式: <b>单/双</b> 传感器检测 7. 传感器制备: <b>自动灌注, 可视化, 智能银丝氯化</b> 8. 防震屏蔽: <b>台式</b> 9. 流速云在线自动数据绘图: 赠送 <b>一年</b> 会员 10. 检测指标及功能升级拓展模块: <b>有</b>	198万元
		NMT-LP50-YG	YOUNGER/美国		57万美元
5	非损伤微测系统	NMT-LP60-XY	旭月/中国	1. 检测指标: <b>10种</b> , Ca <sub>2</sub> <sup>+</sup> 、H <sup>+</sup> 、K <sup>+</sup> 、Na <sup>+</sup> 、NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、Cd <sub>2</sub> <sup>+</sup> 、Pb <sub>2</sub> <sup>+</sup> 、Cu <sub>2</sub> <sup>+</sup> 、Cl <sup>-</sup> 2. 检测样品尺寸: <b>5um</b> -10cm 3. 操作方式: <b>三维</b> 自动 4. 数据: 1D/3D, 浓度和流速 5. 精度: <b>10<sup>-12</sup></b> 6. 检测方式: <b>单/双</b> 传感器检测 7. 传感器制备: <b>自动灌注, 可视化, 智能银丝氯化</b> 8. 防震屏蔽: <b>落地式</b> 9. 流速云在线数据自动绘图: 赠送 <b>一年</b> 会员 10. 检测指标及功能升级拓展模块: <b>有</b>	298万元
		NMT-LP60-YG	YOUNGER/美国		71万美元